

WATMIND 社製・新型コロナウイルス抗体検査キット

定期的な抗体スクリーニングで高精度のクラスター予防

現在、新型コロナウイルスの感染チェックはPCR検査が一般的ですが、正確にはまだ明らかになっていませんが、凡そ60～70%くらい精度ではないかと言われております。WATMIND社製・抗体検査キットは、感度97.37%、特異度98.54%の高速・高精度なので、定期的な抗体スクリーニングでクラスターを予防することができます。


定期的な抗体スクリーニングの方法

企業やイベントなどで同席する機会の多い人をグループ化。最初は全員が抗体検査キットによってチェックします。その時点で全員が陰性だったとして、約2週間後に再度全員がチェック。その結果、全員が陰性であればグループ全員が新型コロナウイルスに感染していないと判断することができます。

その後は、グループで順番を決めて毎日一人ずつ抗体検査キットによってチェックします。その結果、例えば50日後に陽性者が出たとしますと、グループ内で他にも感染している可能性がありますので、陽性者は一旦隔離して医師と相談、残りの方も自宅で待機して一週間程度(潜伏期間)様子を見ます。発熱などの症状がなければ、全員が抗体検査キットによってチェック、同じスクリーニングを繰り返します。

この定期的な抗体スクリーニングを実施することによって、グループ内では感染者がいない状態を継続することができますので、高精度のクラスター予防になるほか、対外的にも安心感を提供することができます。

検査キットによる抗体スクリーニングでクラスターを予防



WATMIND 抗体検査キット販売店

株式会社日新・抗体検査キット販売事業部

〒104-0061 東京都中央区銀座2-11-9 三和産工ビル7階

電話03-6278-8905 FAX 03-6278-8906

Eメール yokoro@nissin-news.co.jp 担当：横路(よころ)

年 月 日

株式会社 日新 御中

WATMIND社 抗体検査キット発注書

下記の通り発注します。(納品場所が異なる場合は別紙でお知らせ下さい)

会社名	
ご担当者	所属・役職
住所 〒	
電話	FAX
Eメール	@

1箱 = 試験プレート10個 試薬1本 スポイト10本 説明書
(安全機構付き採血針は薬局またはインターネットでお求めください。)

卸し販売価格

※表示価格は全て(税抜)価格です。

Item (注文単位)	個数	1個の単価(円)	箱単位の Price (円)
10箱(100個)	100	2,500	250,000
50箱(500個)	500	2,300	1,150,000
100箱(1000個)	1,000	2,200	2,200,000
1000箱(10000個)	10,000	2,000	20,000,000
☆注文は箱単位で お願いします。	納品は発注日から 100箱までは 約1週間(1000箱以上は約2週間)かかります。		

※バラ売りはありません。10箱は即納。50箱以上は事前の打合せが必要です。

発注量 (数字をご記入下さい)

箱(個)	箱×	円=	円
-------	----	----	---

申込先

株式会社日新・抗体検査キット販売事業部

〒104-0061 東京都中央区銀座2-11-9 三和産工ビル7階

電話03-6278-8905 FAX 03-6278-8906

Eメール yokoro@nissin-news.co.jp 担当:横路(よころ)